

NUEVA TARJETA

VITEK®2 AST-N450

Ref. 424733

Precisión en cada lectura,
confianza en cada tratamiento.



Para un tratamiento efectivo, no basta con identificar el microorganismo; es fundamental realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana (AST) y detectar mecanismos de resistencia, para optimizar las decisiones terapéuticas.

La tarjeta **VITEK®2 AST-N450**, diseñada para los sistemas VITEK® 2, facilita la adopción de estrategias diagnósticas adecuadas, al proporcionar resultados de susceptibilidad antimicrobiana más accionables, rápidos y precisos.

Esta tarjeta puede aplicarse para el tamizaje del antibiograma de Enterobacterales aislados de orina, tanto en muestras ambulatorias como en aislamientos hospitalarios, de acuerdo con las epidemiologías locales y los lineamientos internos del PROA institucional.

La nueva formulación de cefazolina, permite adaptar los puntos de corte, mediante reglas interpretativas, la evaluación de infecciones sistémicas y urinarias, facilitando el desescalonamiento cuando se considera apropiado.


De la misma forma, empleando reglas de supresión de acuerdo con el tipo de muestra, permite el tamizaje de antibióticos orales (ej., fosfomicina, cefuroxima y trimetoprim/sulfa, etc.) empleados en prostatitis e infecciones osteoarticulares.

Adicionalmente, optimiza la evaluación del antibiograma en aislamientos de *Salmonella* spp., y *Shigella* spp., mediante puntos de corte actualizados para ciprofloxacina, así como el tamizaje de trimetoprim/sulfa para *Stenotrophomonas maltophilia*.



PRINCIPALES ACTUALIZACIONES

- Nueva formulación con concentraciones más bajas para cefazolina, lo que permite su informe en infecciones sistémicas, soportando el desescalonamiento de la terapia de acuerdo con el lineamiento del PROA.
- Inclusión de cefuroxima, lo que permite el manejo de terapia secuencial a vía oral en situaciones específicas.



Desarrollada con asesoría de expertos en microbiología clínica y asuntos médicos, la tarjeta **VITEK®2 AST-N450** optimiza el tamizaje del antibiograma en Enterobacterales al proporcionar información de susceptibilidad antimicrobiana más accionable. Gracias a sus resultados rápidos y precisos, facilita la toma de decisiones con mayor confianza.

Presentamos los antibióticos evaluados en la **TARJETA VITEK®2 AST-N450**

Amikacina	Ciprofloxacino
Ampicilina/Sulbactam	Ertapenem
Cefazolina	ESBL
Cefepima	Fosfomicina
Ceftazidima	Gentamicina
Cefuroxima	Meropenem
Ceftriaxona	Nitrofurantoína
	Trimetoprim/ Sulfametoxazol

Para más información:
Contacte a su representante de ventas local de bioMérieux.

Visítenos en:
www.bmxclinicaldiagnostics.com

ACCEDA AL WEBINAR:
NUEVA TARJETA VITEK®2 AST-N450

